

SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液(4×,pH6.8)

产品简介:

本试剂为配制 SDS-PAGE 浓缩胶的缓冲液,可用于配制各种浓度的变性及非变性 PAGE 凝胶,方便、快捷,产品中已加入 10%SDS,使用时不用另外加入。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PE0096	PE0096	Storage
SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液(4×,pH6.8)		100ml	500ml	RT
使用说明书		1 份		

自备材料:

- 1、凝胶模具
- 2、Acr-Bis(30%,29:1)、10%APS(过硫酸铵)、TEMED、蒸馏水

操作步骤(仅供参考):

根据目的蛋白分子量大小选择合适的 PAGE 分离胶配制浓度,最佳胶浓度请参考附表 1。

(一)灌制分离胶(各试剂使用量请参考附表 3)

- 1、参照凝胶模具说明书,装配好凝胶模具(注:加入上层筛板有助于加样时保持填料与样品均匀接触,是否加入上层筛板可根据实际情况选择)。
- 2、将 Acr-Bis(30%,29:1)、分离胶缓冲液和蒸馏水在小烧杯或试管中混合。
- 3、加入 10%APS 和 TEMED,轻轻搅拌使其混匀,避免产生气泡。
- 4、在凝胶模具中灌入适量分离胶溶液(对于 mini-gel,凝胶液加至约距前玻璃板顶端 1.5 cm 或距梳齿约 0.5cm 即可),然后在分离胶溶液上轻轻覆盖一层 1~2cm 的水层,使凝胶表面保持平整。
- 5、静置 30~60min,待分离胶和水层之间出现一个清晰的界面后,表面凝胶已聚合。

(二)灌制浓缩胶(各试剂使用量请参考附表 2)

- 1、小心倾倒入覆盖在分离胶上的水层。
- 2、将 Acr-Bis(30%,29:1)、浓缩胶缓冲液和蒸馏水在一个小烧杯或试管中混合。
- 3、加入 10%APS 和 TEMED,轻轻搅拌使其混匀,避免产生气泡。
- 4、将浓缩胶溶液加至分离胶的上面,直至凝胶溶液到达前玻璃板的顶端。
- 5、将梳子插入凝胶内,避免产生气泡。

- 6、静置 10~20min，等待浓缩胶聚合。
- 7、待凝胶聚合后，小心地拔出梳子，以免破坏加样孔。
- 8、进行常规电泳操作。

注意事项：

- 1、过硫酸铵配制 10% 溶液后应当 -20℃ 保存，应尽量减少室温存放时间以防失效，有效避免失效的方法是分成小份，-20℃ 保存，用 2~3 次，剩余的弃用，亦可 4℃ 保存几天。
- 2、TEMED 易挥发，使用后请盖紧瓶盖，另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切，可通过适当调节 TEMED 的用量，控制在不同的室内环境下凝胶凝聚的速度。
- 3、配制聚丙烯凝胶的过程中，如果室温较低，可以置于 37℃ 放置，加速凝固。
- 4、Acr-Bis(30%,29:1) 有轻微神经毒性，请小心操作。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 6、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
PI0015	蛋白酶抑制剂混合液(100×PIC)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)

附表：

附表 1. 不同浓度的 SDS-PAGE 分离胶的最佳分离范围

SDS-PAGE 分离胶浓度	最佳分离范围
6%胶	50-150kD
8%胶	30-90kD
10%胶	20-80kD
12%胶	12-60kD
15%胶	10-40kD

附表 2. 配制 5%SDS-PAGE 的浓缩胶(也称堆积胶、积层胶或上层胶)

凝胶 体积	配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(ml)				
	蒸馏水	Acr-Bis(30%,29:1)	浓缩胶缓冲液(4×)	10%APS	TEMED
2ml	1.14	0.34	0.5	0.02	0.004
4ml	2.28	0.68	1	0.04	0.008
6ml	3.42	1.02	1.5	0.06	0.012
8ml	4.56	1.36	2.0	0.08	0.016

附表 3. 配制 SDS-PAGE 分离胶

分离胶 浓度	凝胶 体积	配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(ml)				
		蒸馏水	Acr-Bis(30%,29:1)	分离胶缓冲液(4×)	10%APS	TEMED
6%	5ml	2.75	1.0	1.25	0.05	0.004
	10ml	5.5	2.0	2.5	0.1	0.008
	15ml	8.25	3.0	3.75	0.15	0.012
	20ml	11	4.0	5	0.2	0.016
8%	5ml	2.42	1.33	1.25	0.05	0.003
	10ml	4.8	2.7	2.5	0.1	0.006
	15ml	7.25	4.0	3.75	0.15	0.009
	20ml	9.7	5.3	5	0.2	0.012
10%	5ml	2.08	1.67	1.25	0.05	0.002
	10ml	4.17	3.33	2.5	0.1	0.004
	15ml	6.25	5.0	3.75	0.15	0.006
	20ml	8.3	6.7	5	0.2	0.008
12%	5ml	1.75	2.0	1.25	0.05	0.002
	10ml	3.5	4.0	2.5	0.1	0.004
	15ml	5.25	6.0	3.75	0.15	0.006
	20ml	7.0	8.0	5	0.2	0.008
15%	5ml	1.25	2.5	1.25	0.05	0.002
	10ml	2.5	5.0	2.5	0.1	0.004
	15ml	3.75	7.5	3.75	0.15	0.006
	20ml	5.0	10.0	5	0.2	0.008