

PDA 琼脂培养基

产品简介:

Leagene PDA 琼脂培养基主要由 20%马铃薯、2%葡萄糖、2%琼脂糖等组成, 经 15psi 高压灭菌 30min, 室温下成胶冻状, 多用于食用菌菌种的培养。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CM0389	Storage
PDA 琼脂培养基		500ml	4°C
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、试验前, 取 PDA 琼脂培养基加热充分溶解, 分装于无菌培养皿, 即为 PDA 斜面培养基, 待用。
- 3、用接种环菌种接种于 PDA 斜面培养基, 25°C培养 7~10 天。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 4°C保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
CM0025	SOC 培养基(PH7.0)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)