

亚历山大染色液

产品简介:

Leagene 亚历山大染色液(Alexander Stain) 主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成, pH 值呈酸性, 是很好的植物花粉粒的染色剂。Alexander Stain 常用于细胞核染色, 对于植物花粉, 染色后会呈紫红色。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号			Storage
	DP0051			
Alexander Stain	10ml	50ml	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份			

自备材料:

- 载玻片、盖玻片、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 取新鲜花朵, 小心去除花瓣和雌蕊。
- 将花粉物质置于载玻片, 滴加 2~3 滴 Alexander Stain。
- 充分混合, 立即盖上盖玻片染色 5~10h。
- 吸去多余液体, 显微镜下观察。

注意事项:

- 染完色后, 应立即显微镜下观察。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)

文献引用:

- Xu Kun,Zhu Jinlong,Guo Ning,et al.A novel 7-base pair deletion at a splice site in MS-2 impairs male fertility via premature tapetum degradation in common bean (*Phaseolis vulgaris* L.).THEORETICAL AND APPLIED GENETICS.March 2023.10.1007/s00122-023-04255-8.(IF 5.4)

注: 更多使用本产品的文献请参考产品网页