

荧光抗体稀释液(Kolmers 法)

产品简介:

荧光抗体稀释液用于荧光染色时一抗(primary antibody)、二抗(secondary antibody)的稀释和配制。荧光抗体的染色背景如果较高, 可以用 Leagene 荧光抗体稀释液(Kolmers 法)稀释至临界浓度, 使特异性染色呈阳性而非特异性染色呈阴性, Leagene 荧光抗体稀释液(Kolmers 法)由 Kolmers 盐等组成, 为无色液体, 减少非特异性荧光, 宜做常规应用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号		
	IH0345	IH0345	Storage
荧光抗体稀释液(Kolmers 法)	50ml	100ml	RT
使用说明书	1 份		

自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片、荧光显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作, 稀释抗体后应 4℃避光保存。

注意事项:

- 1、荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。
- 2、在使用荧光抗体稀释液的情况下, 虽然可减缓淬灭, 仍需尽量避光。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)