

Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)

产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。

Leagene Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)由 Tris、氯化钠等组成, 不含 Tween 20, 用去离子水直接溶解, 用稀盐酸或氢氧化钠调节 pH 值为 7.5 ~ 8.0 后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	PW0011	
Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)	1L	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、取 1L 包装的 Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS), 充分溶解于 1000ml 的去离子水, 即为 10×TBS, 实际使用时应稀释至 1×TBS。
- 3、加入 0.05 ~ 0.1% Tween 20, 即获得 1×TBS 进行下游实验。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TE0201	淀粉酶(AMS)检测试剂盒(碘-淀粉微板法)