

## 强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)

### 产品简介:

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要, IgG 是最稳定的球蛋白之一, 通常在 pH5 ~ 9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定, Leagene 强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2) 由磷酸盐、氯化钠、防腐剂、保护剂等组成, 不含 Tris, pH=7.2, 可用于常规抗体的保存。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

| 名称 \ 编号            | 编号     | Storage |
|--------------------|--------|---------|
|                    | PZ0052 |         |
| 强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2) | 100ml  | RT      |
| 使用说明书              | 1 份    |         |

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、制备好的抗体充分溶解于强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)后, 4°C保存 1 年, -20°C保存 2 年或更长时间。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

| 产品编号   | 产品名称                   |
|--------|------------------------|
| DG0005 | 糖原 PAS 染色液             |
| NE0011 | CTAB 抽提液               |
| NH0043 | SSC 缓冲液(20×,pH7.0)     |
| NH0053 | 变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)     |
| PW0040 | Western blot 一抗稀释液     |
| TC0699 | 植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法) |