

双缩脲试剂 B(中学实验试剂)

产品简介:

双缩脲反应的原理是两分子尿素加热至 180℃后, 形成氨气和双缩脲, 在碱性条件下, 铜离子与双缩脲结合形成红紫色的络合物, 此反应称为双缩脲反应。蛋白质分子中含有许多和双缩脲结构相似的肽键, 故能发生此反应。

Leagene 双缩脲试剂 B(中学实验试剂)主要由硫酸铜和去离子水组成。如果样品或组织中含有蛋白质或具有两个或两个以上肽键的化合物, 皆可与双缩脲试剂产生紫色反应, 颜色深浅与蛋白质浓度成正比, 该试剂是较为粗略的验证蛋白质存在的方法, 多用于定性检测蛋白质。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TC0075	TC0075	PT0005
	100ml	500ml	RT
双缩脲试剂 B	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份		

自备材料:

- 1、蛋白质溶液(豆浆、牛奶或鸡蛋清溶液, 蛋清: 水为 1:9)、蒸馏水
- 2、试管、滴管、双缩脲试剂 A

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

实验结果:

装水的试管呈浅蓝色, 装蛋白质溶液的试管呈紫色。

注意事项:

- 1、双缩脲试剂 A 有腐蚀性, 需小心操作。
- 2、双缩脲试剂 B 不可过量, 易生成蓝色沉淀, 又可吸附紫红色复合物, 干扰颜色的观察。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。常温运输和保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CM1100	NAA 母液(1mg/ml)
DA0045	醋酸洋红染色液
DN0001	甲基绿-派络宁染色液
DZ0007	詹纳斯绿 B 染色液(1%)
DZ0040	改良苯酚品红染色液
DZ0048	龙胆紫水溶液(1%)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC0070	斐林试剂(中学实验试剂)
TC0074	双缩脲试剂 A(中学实验试剂)
TC0076	苏丹Ⅲ溶液(中学实验试剂)
TC0077	苏丹Ⅳ溶液(中学实验试剂)
TC0078	碘液(中学实验试剂)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)