

版本: A5

修改日期: 2023.12.27

尿蛋白定性检测试剂盒(乙酸法)

产品简介:

加热可使蛋白变性凝固, 加酸后可使蛋白质接近等电点, 促使蛋白沉淀, 同时促使溶解碱性盐类沉淀物。

Leagene 尿蛋白定性检测试剂盒(乙酸法)属于定性检测试剂盒, 多用于人或动物尿液蛋白质的检查, 又称加热乙酸法。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TC0411 100T	Storage
试剂(A): 乙酸溶液	20ml	RT
试剂(B): 浓乙酸溶液	10ml	RT
试剂(C): 氯化钠溶液(备选)	30ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、加 5ml 尿液、1ml 浓乙酸溶液、3ml 氯化钠溶液混匀, 如有黏蛋白存在, 可防止沉淀。
- 2、本法灵敏度为 0.15g/L, 另外加酸过多、远离等电点可呈假阴性。
- 3、无盐或低盐饮食的患者或者动物因尿内电解质少, 可致假阴性, 可先加入 1~2 滴氯化钠溶液于尿液中, 再进行试验。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DP0013	GUS 染色液(即用型)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)