

尿酮体定性检测试剂盒(Lange 法)

产品简介:

含酮体的尿液中加亚硝基铁氰化钠, 在碱性溶液作用下生成紫色环, 加入微量 Lange 酸化液可防止假阳性。Leagene 尿酮体定性检测试剂盒(Lange 法)采用朗格(Lange)法进行检测, 主要用于定性检测人、动物尿液中酮体含量。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TC0459 50T	Storage
试剂(A): 亚硝基铁氰化钠	10g	RT 避光
试剂(B): Lange 酸化液	20ml	RT
试剂(C): Lange 氨液	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤 操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、尿液酮体浓度高时, 紫色明显; 尿液酮体浓度低时, 红色明显。
- 2、Lange 氨液易挥发, 应注意密闭保存, 否则显色不佳。
- 3、当含有大量非晶形尿酸盐时, 则产生黄色至褐色环。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DP0013	GUS 染色液(即用型)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)