

人工小肠液(无酶无菌)

产品简介:

Leagene 人工小肠液又称人工肠液, 其英文表述为 Artificial Intestinal Juice, 是模拟肠液的组分和 pH 值的一种溶液。本试剂采用中国药典表述, 人工小肠液(无酶)主要由磷酸盐组成, 不含胰蛋白酶等成分, pH 值约为 6.8, 经无菌处理, 可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测, 尤其适用于肠溶胶囊的检测。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	编号	Storage
	CZ0203	
人工小肠液(无酶无菌)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、如果是检测胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等, 一般采用升降式崩解仪, 主要由金属支架、带有挡板的吊篮组成, 将待测的胶囊剂、肠溶片、滴丸剂 6 粒或片浸于人工小肠液(无酶无菌)中, 1 小时内完全崩解, 如有 1 粒或片不能完全崩解, 应另取 6 粒或片复试, 均应符合要求。
- 2、如果进行其他实验, 应根据具体实验要求操作。

注意事项:

- 1、人工小肠液(无酶无菌)为无菌溶液, 请在超净台内操作, 避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)