

人工结肠(无菌)

产品简介:

Leagene 人工结肠液(无菌)其英文表述为 Artificial colonic fluid, 是模拟结肠液的组分和 pH 值的一种溶液, 人工结肠液(无菌)主要由磷酸盐、氨水等组成, 经无菌处理。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CZ0206	Storage
人工结肠液(无菌)		500ml	RT
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

注意事项:

- 1、人工结肠液(无菌)为无菌溶液, 如有无菌要求, 注意无菌操作。
- 2、人工结肠液(无菌)需密闭保存, 一旦开封应立即使用, 否则效率下降。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)