

硫酸鱼精蛋白副凝固定检测试剂盒(3P 凝固法)

产品简介:

在凝血酶的作用下, 纤维蛋白原释放出肽 A、肽 B 后转变为纤维蛋白单体(FM), 后者与纤维蛋白降解产物(FDP)形成可溶性复合物, 硫酸鱼精蛋白可使上述复合物中的 FM 游离出来, 后者又自行聚合成纤维状、絮状或胶冻状物质, 它反映了 FDP(尤其是碎片 X)的存在。

Leagene 硫酸鱼精蛋白副凝固定检测试剂盒(3P 凝固法)属于定性检测试剂盒, 多用于人或者动物血浆中纤维蛋白或纤维蛋白原降解产物(如 FDP)的检查, 又称 3P 实验。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TC0355 60T	Storage
试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂(109mM)	20ml	RT
试剂(B): 酸性硫酸鱼精蛋白溶液	3×1ml	-20℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、 不能使用草酸盐、肝素或 EDTA 等抗凝剂。
- 2、 抽血不顺利、抗凝不完全、标本保存于冰箱、未立即观察均会导致假阳性。
- 3、 水浴温度过低或纤维蛋白原含量过低均有可能导致假阴性。
- 4、 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 按要求保存。